

Exercice 3

Un spectromètre permet d'étudier en fonction de la longueur d'onde (la couleur), la répartition spectrale de l'énergie $S(\lambda)$ d'une source lumineuse.

1. Sous quelles conditions le spectre observé $R(\lambda)$ se déduit-il du spectre vrai $S(\lambda)$ par un opérateur de convolution ?

$$R(\lambda) = S(\lambda) \otimes T(\lambda)$$

2. Comment peut-on déterminer expérimentalement $T(\lambda)$
3. On suppose la réponse impulsionnelle de la forme :

$$T(\lambda) = \frac{1}{a} \Pi\left(\frac{\lambda}{a}\right) \quad a = \text{cste}$$

4. Déterminer, à partir de la courbe $S(\lambda)$, les valeurs de λ pour lesquelles $R(\lambda)$ passe par un extremum

Solutions : 

Solutions

1. Il faut que les énergies lumineuses s'ajoutent et soient indépendantes de λ (invariance par translation)

2. A l'aide d'une source monochromatique (raie laser)

3 $R(\lambda)=S(\lambda)\otimes T(\lambda)=S(\lambda)\otimes\frac{1}{a}\Pi\left(\frac{\lambda}{a}\right)$ $R(\lambda)$ passe par un extremum pour :

$$\begin{aligned}\frac{d(R(\lambda))}{d\lambda}=0 &\longrightarrow \frac{d(R(\lambda))}{d\lambda}=S(\lambda)\otimes\frac{d(T(\lambda))}{d\lambda}=S(\lambda)\otimes\frac{d}{d\lambda}\left(\frac{1}{a}\Pi\left(\frac{\lambda}{a}\right)\right)=0 \\ &=\frac{S(\lambda)}{a}\otimes\left[\delta\left(\lambda+\frac{a}{2}\right)-\delta\left(\lambda-\frac{a}{2}\right)\right]=0\end{aligned}$$

$$\longrightarrow S(\lambda)\otimes\left[\delta\left(\lambda+\frac{a}{2}\right)-\delta\left(\lambda-\frac{a}{2}\right)\right]=0$$

$$\boxed{S\left(\lambda+\frac{a}{2}\right)=S\left(\lambda-\frac{a}{2}\right)}$$